

Foamwalker

Foamwalker giver semi-pneumatisk støtte med Aircas fuldskalsbeskyttelse. Skumfyldt luftceller støtter anklen, og giver individuelt tilpasset komfort og støtte.

Særlige træk ved Foam Walker

- Anthropometrisk fuldskalsbeskyttelse
- Individuelt tilpassende luftceller
- Præcist letvægtsdesign: stiv fod, fleksibel rundt om læggen, giver styrke, pasform og komfort
- Lav profil giv naturlig gang
- Forsejlet luftstøttet hæl
- Aircastkvalitet, holdbarhed og garanti



Landssjúkrahúsið

tel 304500, www.ls.fo

Vejledning

(En lang absorberende bomuldssok vil forøge komforten)

1. Klargør skinnen

Løsn stropperne, fjern frontpanelet og åbn foret

2. Påsæt skinnen

Anbring benet i skinnen med hælen mod bagsiden. Træk foret fremad for at fjerne eventuelle folder. Svøb foret rundt om ben og fod, og fastgør velcrobåndet. Sæt frontpanelet på plads. Fastgør stropperne nedefra og opad. Stram indtil skinnen slutter tæt og føles behagelig.

3. Indstil luftcellekompresionen

Foam Walker luftcellerne er ikke blæst op fra begyndelsen. For at blæse dem op, sæt spidsen af håndpumpen fast ind i ventilen og tryk på den til det ønskede kompressionsniveau. I tilfælde af overopblæsning træk håndpumpen ud for at få luft ud af luftcellen. Højere tryk giver mere komfort i siddende stilling og i hvilestilling. (Kompressionsniveauet kan også indstilles ved at stramme eller løsne stropperne.)

Advarsel

Reducer luftcellekompresionen ved ubehag eller snurren i tæerne.

Latex

Alle Aircastprodukter er latexfri.



Landssjúkrahúsið

tel 304500, www.ls.fo