






STEP	FORKLARING	SKÆRMBILLEDE
Søg patient	Skriv pt's fødselsdato i første kolonne og vælg <i>Søg</i> eller tryk enter.	
Vælg patient	Markér patienten og tryk <i>Ok</i> .	
Vælg rekvirent og hvornår prøven skal tages.	<p><i>Rekvisation og svar vælg lokale analyser</i></p> <p><i>Vælg den rekvirent som rekvirerer denne analyse. Hvilken rekvirerende enhed og angiv prøvetagningstidspunkt . Det er muligt at skrive en kommentar i Rekvirentens kommentar</i></p>	 
Marker analyse og <i>tilføj</i>	<p>Markér analyse</p> <p>Tryk <i>Tilføj</i></p>	

		 										
Skriv resultat	Dobbelklik under kolonnen <i>Resultat</i> og skriv resultatet ind.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Analyse</th> <th>Enhed</th> <th>Ref. omr.</th> <th>Resultat</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P-Glucose</td> <td>mmol/l</td> <td>2,0-10,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Analyse	Enhed	Ref. omr.	Resultat	P	P-Glucose	mmol/l	2,0-10,0		
Analyse	Enhed	Ref. omr.	Resultat	P								
P-Glucose	mmol/l	2,0-10,0										
Signer	Tryk <i>Signer</i>	 										